

微孔过滤柱



特点：

- 专为标准台式微型离心机而设计；
- 可用于浓缩制剂之中的少量到较大体积的生物和环境样品，方便下游处理和分析；
- 通过离心过滤从液体中去除细菌、颗粒或细胞，进行 HPLC 样品制备，以及从琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶中去除 DNA；
- 可定制。

订购信息：

货号	描述	包装
FC0015-CA-22	1.9ml 微孔过滤柱，亲水性CA，0.22μm	50套/包
FC0015-PVDF-22	1.9ml微孔过滤柱，有机系PVDF，0.22μm	50套/包
FC015- CA-22	15ml微孔过滤柱，亲水性CA，0.22μm	50套/包
FC015- PVDF-22	15ml微孔过滤柱，有机系PVDF，0.22μm	50套/包
FC050- CA-22	50ml微孔过滤柱，亲水性CA，0.22μm	50套/包
FC050- PVDF-22	50ml微孔过滤柱，有机系PVDF，0.22μm	50套/包

更多材质的滤膜过滤柱，敬请咨询

微孔过滤板

特点：

- 适合微米以上级别过滤
- 无死腔体积，高回收率
- 各个微孔分别封装滤膜，孔 / 板间稳定性好，无相互干扰
- 可取下的导流板和独特的过滤板设计
- 可定制

应用：

蛋白激酶 / 磷酸酶分析，蛋白纯化，受体结合作用分析，蛋白结合测定，ELISPOT 分析，样品制备，质谱分析前样本过滤处理，荧光染料去除等。

订购信息：

货号	描述	包装
M0096-PTFE-H-45	96孔微孔过滤板，300μL，亲水性PTFE，0.45μm	10块/盒
M0096-PTFE-H-22	96孔微孔过滤板，300μL，亲水性PTFE，0.22μm	10块/盒
M0096-PTFE-45	96孔微孔过滤板，300μL，有机系PTFE，0.45μm	10块/盒
M0096-PTFE-22	96孔微孔过滤板，300μL，有机系PTFE，0.22μm	10块/盒
M0096-PVDF-H-45	96孔微孔过滤板，300μL，亲水性PVDF，0.45μm	10块/盒
M0096-PVDF-H-22	96孔微孔过滤板，300μL，亲水性PVDF，0.22μm	10块/盒
M0096-PVDF-45	96孔微孔过滤板，300μL，有机系PVDF，0.45μm	10块/盒
M0096-PVDF-22	96孔微孔过滤板，300μL，有机系PVDF，0.22μm	10块/盒

更多材质的滤膜过滤板，敬请咨询

