

UGF 静音超声清洗机

UGF智能静音系列以静音之名而生

独有的多重降噪设计，给实验室一个安静舒适的环境



特点

- 内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处，防水性能好，耐酸碱；
- 清洗机的超声换能器发射功率为50/60W；
- 超声波工作时间(1-999分钟/常开)任意可调，适合不同场合使用；
- 有定制排水装置，人性化设计，快捷排出清洗后的废水;清洗温度在室温-80℃范围内任意可调;
- 采用优质进口核心部件，超声波功率转换效率高，功率强劲，清洗效果好;独特散热系统,元器件工作更稳定;
- 独家采用时间、温度、功率三个拨码器便捷控制，LCD液晶屏显示各项功能参数，三个程序自行设置;
- 面板采用有机玻璃,美观大方，无级调功功能，适用于不同超声处理领域。更贴近实验要求。

产品参数

产品名称	静音超声清洗机
产品型号	CS-300UGF
容量	10L
超声输入功率	300W
超声频率	40Hz
加热功率	300W
温度范围	RT-80℃
时间设置范围	1-999min/常开
清洗槽内尺寸	L*W*h:300x240x150mm
外形尺寸	L*W*h:328x266x292
电源	A.C 220V、50Hz

货号	描述	包装
CS-150UGF	静音超声清洗机、6L、功率150W	1台/箱
CS-300UGF	静音超声清洗机、10L、功率300W	1台/箱
CS-400UGF	静音超声清洗机、15L、功率400W	1台/箱