


biocomma® 多管涡旋混匀仪



转速范围	0-2800 rpm
定时范围	0-1999 min
可存储程序	4个可储备程序 预设涡旋时间、转速，一键启动
试管固定器位数	16位 适用于直径16-32 mm 试管(50 mL) 26位 适用于直径10-16 mm 试管(15 mL) 20位适用于直径10-16mm试管 (15ml) 10个+直径16-32mm试管 (50ml) 10个 可根据用户不同要求定制
重量	18.8 KG
电机保护等级	Ip20
输出功率	60W
外观尺寸(W/D/H)	320*474*208 mm
最大载重	2.1 KG
工作方式	无限连续或者定时
转速及时间设定	数显，无极调节
轨道/行程	3 mm
附件	16位/26位多管试管固定器、扎带
安全装置	超载断电
允许环境条件	5-35 °C，相对湿度80%
结束提示音	有
安全漏液口	有



16位试管固定器
(适用50 mL 离心管)



26位试管固定器
(适用15 mL 离心管)

深圳逗点生物技术有限公司
Biocomma Limited

② 深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业园12栋1楼

☎ 0755-25498787

🌐 www.biocomma.cn



技术支持 官方公众号 逗点商城
微信号