

BF05

# 台式低速冷冻离心机

BF05台式低速冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程等领域，是各级医院、科研单位、高等院校等用于离心分离的仪器。在处理样品过程中具备高速、大容量等特点，可搭配多款转子，亦可选配多种适配器，一机多用。

运行高效  
智能 安全



## 仪器特点

- 智能：采用7寸触摸屏控制系统，可编程控制转速、时间、温度、升降速档位等。
- 运行中转速、离心力、温度变化曲线同屏显示，变化关系清晰直观，方便用户进行离心数据记录。
- 高效：采用进口定制专配高可靠性压缩机，系统降温极为迅速，室温25℃降至4℃不超过3min。
- 耐腐蚀：离心腔采用优质不锈钢材料，并镀有特殊抗腐蚀涂层，具有极好的耐腐蚀作用，经久耐用。
- 安全：整机采用人体工学设计，外观大气美观，操作简便，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能。

技术参数

最高转速	5500r/min
最大相对离心力	5312xg
定时范围	0~99min59s/0-99h59min可自由切换
转速精度	±10r/min
加/减速率	0~9档
电机	无刷电机
温控范围	-20℃~+40℃
温控精度	±0.8℃
电源	AC 220V 50Hz 15A
整机噪音	≤58dB
重量(不含转头)	82Kg
外形尺寸(LxWxH)	645x730x370mm

适配转子

序号	转子类型	水平转子适配器	转速r/min	最大离心力xg
NO.1	水平转子主体	4x50mL	4000	3040
		4x100mL	4000	3040
		8x50mL	4000	3040
		8x100mL	4000	3040
		16x10/15mL	4000	3040
		16x5mL	4000	3040
		32x10mL	4000	3040
NO.2	水平转子	4x250mL	4000	3580
NO.3	水平酶标板转子	2x2x96孔板	4000	2300
NO.4	水平转子	48x5采血管	4000	2800



水平转子体10mL适配器15mL适配器50mL适配器100mL适配器4x250mL挂篮5mL适配器

订购信息

货号	描述	包装
BF05	台式低速冷冻离心机	1台/箱

