

BL05

# 台式低速大容量离心机

具有转速稳定、承载容量较大、噪音较小等特点，可搭配 11 款转子，亦可选配多种适配器，一机多用，广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学等领域，是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。



## 仪器特点



### 智能

3.5寸彩屏显示，支持瞬时离心，同屏显示转速、离心力、时间、升降速档位等，运行中可随时更改参数，无需停机。



### 稳定

八边形腔体连接，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，防潮效果佳。



### 耐腐蚀

离心腔采用优质不锈钢材料，并镀有特殊抗腐蚀涂层，耐腐蚀性绝佳。



### 安全

设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能，故障自动报警，使用稳定可靠。

## 技术参数

最高转速	5200r/min
最大相对离心力	5132×g
定时范围	0~99min59s
转速精度	±10r/min
加/减速率	0~9档
电机	变频无刷电机

温控范围	-20℃~+40℃
温控精度	±0.8℃
电源	AC 220V 50Hz 10A
整机噪音	≤58dB
重量(不含转头)	45Kg
外形尺寸(L×W×H)	585×440×340mm

## 适配转子

序号	转子类型	容量	最高转速r/min	最大离心力xg	备注
NO.1	水平转子主体	4x50mL	4000	3040	
		4x100mL	4000	3040	
		8x50mL	4000	3040	
		8x100mL	4000	3040	
		16x10/15mL	4000	3040	
		16x5mL	4000	3040	
		32x10mL	4000	3040	
NO.2	水平转子	4x250mL	4000	3580	250mL离心瓶
NO.3	水平酶标板转子	2x2x96孔板	4000	2300	
NO.4	水平转子	48x5采血管	4000	2800	

## 转子图片



水平转子体



10mL适配器



15mL适配器



50mL适配器



100mL适配器



4x250mL挂篮



5mL适配器

## 订购信息：

货号	描述	包装
BL05	台式低速大容量离心机	1台/箱



想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问[www.commashop.cn](http://www.commashop.cn)



逗点商城  
逗点生物官方直营



逗点生物  
官方微信公众账号