

# Embed™ CPG Frits通用合成柱

Embed™ CPG Frits 通用合成柱结合了逗点生物领先的小型滤器烧结技术和Universal Linker技术。

Embed™ CPG Frits 通用合成柱可适配主流商用合成仪，如MerMade192, Dr. Oligo 192, Oligo Maker 192等。

## 订购信息：

### CPG Frits通用合成柱

货号	规格	孔径	包装
Ds0002	2 nmol	1000 Å	500个/包
DS0005	5 nmol	1000 Å	500个/包
DS0010	10 nmol	1000 Å	500个/包
DS0025	25 nmol	1000 Å	500个/包

如需使用免费测试样品，  
请致电18926533775或发邮件到qinwei@biocomma.cn  
向我们索取。我们随时欢迎您咨询生产级订购量的报价。

