


一次性无菌 塑料培养皿

逗点生物一次性培养皿采用优良聚苯乙烯材质，培养皿透明度高，平整光洁，多种规格可供选择。适用于食品、药品、化妆品等行业的微生物的细菌培养实验。



产品特点

- 采用优良聚苯乙烯材质，透明度高；
- 经环氧乙烷灭菌；
- 产品厚度均匀，皿底平整光洁，便于实验观察；
- 培养皿上盖有三个透气孔设计，利于微生物生长；
- 堆叠设计使叠放和存储更加容易；
- 密封防尘塑袋包装，防止污染，有效保护培养皿光学表面；
- 规格齐全，可以满足客户多种需求。



订购信息:

货号	产品名称	规格	材料	包装
BCPYM002	一次性无菌塑料培养皿	60*15mm	PS	10 只 / 包 × 50 包 / 箱
BCPYM001	一次性无菌塑料培养皿	90*15mm	PS	10 只 / 包 × 50 包 / 箱
BCPYM003	一次性无菌塑料培养皿	100*15mm	PS	10 只 / 包 × 50 包 / 箱

想要了解更多产品详情，请关注我们或直接访问 www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营



逗点生物
官方微信公众号