



第四版

《产业化的生命科学工具》

缓冲液预混粉末 分册

逗点生物作为缓冲液预混粉末的源头工厂，依托强大供应链与产业化生产平台，规模化生产显著降低综合成本，为分子生物学、细胞培养等领域直供高性价比的平价产品。

CONTENTS

目录

平价缓冲液预混粉末

平价缓冲液预混粉末..... 16


试剂原料

试剂原料..... 17

01 平价缓冲液预混粉末

平价缓冲液预混粉末

逗点生物可提供各种生物缓冲液的预混粉末，即用即溶，质量稳定，批间差良好，可满足用量较大的实验室的选择需求。按照应用范围可分为细胞培养缓冲液、样本保存缓冲液、洗涤缓冲液、电泳缓冲液。



小规格缓冲液预混干粉 (1L/袋、50袋/包)

订购信息

货号	产品描述	配方 (1×)	包装规格
DPBS-N50P	DPBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.93 mM NaCl, 8.07 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.47 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.1	1L/袋, 50袋/包
MES-50P	TRIS-MES 缓冲液盐包 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MES, 1 mM EDTA, 0.10% SDS (W/V), pH7.3±0.1	1L/袋, 50袋/包
MOPS-50P	TRIS-MOPS 缓冲液盐包 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 1 mM EDTA, 0.10% SDS (W/V), pH7.6±0.1	1L/袋, 50袋/包
PBS-50P	PBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 10 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.84 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.2	1L/袋, 50袋/包
PBST-50P	PBST 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 8.5 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.5 mM KH ₂ PO ₄ , 0.05%(V/V) Tween-20, pH 7.4±0.1	1L/袋, 50袋/包
SSC-50P	SSC 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 15 mM Sodium Citrate, pH 7.0±0.1	1L/袋, 50袋/包
TAE-50P	TAE 缓冲液盐包 (1×)	40 mM Tris-Acetate, 1 mM EDTA, pH 8.0±0.1	1L/袋, 50袋/包
TBS-50P	TBS 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 10 mM Tris, pH 7.6±0.1	1L/袋, 50袋/包
TBST-50P	TBST 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.05 % Tween-20, pH 7.4±0.1	1L/袋, 50袋/包
TE10-50P	TE 缓冲液盐包 (10×)	10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.0±0.1	1L/袋, 50袋/包
TG-50P	TG 缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3±0.1	1L/袋, 50袋/包
TGS-50P	TGS 缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.10 % SDS (W/V), pH 8.3±0.1	1L/袋, 50袋/包
WTB-50P	WTB 转膜缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3±0.1	1L/袋, 50袋/包
PBS2000A	PBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 10 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.84 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.2	2L/袋, 50袋/包



更多产品请咨询逗点商城: www.comdashop.cn

中规格缓冲液预混干粉 (5L/袋、50袋/包)

订购信息

货号	产品描述	配方 (1×)	包装规格
YDPBS500A	DPBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.93 mM NaCl, 8.07 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.47 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.1	5L/袋, 50袋/包
YMES500A	TRIS-MES 缓冲液盐包 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MES, 1 mM EDTA, 0.10% SDS (W/V), pH7.3±0.1	5L/袋, 50袋/包
YMOPS500A	TRIS-MOPS 缓冲液盐包 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 1 mM EDTA, 0.10% SDS (W/V), pH7.6±0.1	5L/袋, 50袋/包
YPBS500A	PBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 10 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.84 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.2	5L/袋, 50袋/包
YPBST500A	PBST 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 8.5 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.5 mM KH ₂ PO ₄ , 0.05%(V/V) Tween-20, pH 7.4±0.1	5L/袋, 50袋/包
YSSC500A	SSC 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 15 mM Sodium Citrate, pH 7.0±0.1	5L/袋, 50袋/包
YTAE500A	TAE 缓冲液盐包 (1×)	40 mM Tris-Acetate, 1 mM EDTA, pH 8.0±0.1	5L/袋, 50袋/包
YTBS500A	TBS 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 10 mM Tris, pH 7.6±0.1	5L/袋, 50袋/包
YTBST500A	TBST 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.05 % Tween-20, pH 7.4±0.1	5L/袋, 50袋/包
YTE10A	TE 缓冲液盐包 (10×)	10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.0±0.1	5L/袋, 50袋/包
YTG500A	TG 缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3±0.1	5L/袋, 50袋/包
YTGS500A	TGS 缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.10 % SDS (W/V), pH 8.3±0.1	5L/袋, 50袋/包
YWTB500A	WTB 转膜缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3±0.1	5L/袋, 50袋/包

更多产品请咨询逗点商城: www.comdashop.cn



大规格缓冲液预混干粉 (10L/ 袋、50 袋 / 包)

订购信息

货号	产品描述	配方 (1×)	包装规格
YDPBS1000A	DPBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.93 mM NaCl, 8.07 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.47 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YMES1000A	TRIS-MES 缓冲液盐包 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MES, 1 mM EDTA, 0.10% SDS (W/V), pH 7.3±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YMOPS1000A	TRIS-MOPS 缓冲液盐包 (1×)	50 mM Tris, 50 mM MOPS, 1 mM EDTA, 0.10% SDS (W/V), pH 7.6±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YPBS1000A	PBS 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 10 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.84 mM KH ₂ PO ₄ , pH 7.4±0.2	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YPBST1000A	PBST 缓冲液盐包 (1×)	2.67 mM KCl, 137.07 mM NaCl, 8.5 mM Na ₂ HPO ₄ , 1.5 mM KH ₂ PO ₄ , 0.05%(V/V) Tween-20, pH 7.4±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YSSC1000A	SSC 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 15 mM Sodium Citrate, pH 7.0±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YTAE1000A	TAE 缓冲液盐包 (1×)	40 mM Tris-Acetate, 1 mM EDTA, pH 8.0±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YTBS1000A	TBS 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 10 mM Tris, pH 7.6±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YTBST1000A	TBST 缓冲液盐包 (1×)	150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.05 % Tween-20, pH 7.4±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YTE1010A	TE 缓冲液盐包 (10×)	10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.0±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YTG1000A	TG 缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YTGS1000A	TGS 缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.10 % SDS (W/V), pH 8.3±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包
YWTB1000A	WTB 转膜缓冲液盐包 (1×)	25 mM Tris, 192 mM Glycine, pH 8.3±0.1	10L/ 袋, 50 袋 / 包

更多产品请咨询点商城: www.commashop.cn

02 试剂原料

试剂原料

订购信息

货号	产品描述	包装规格
MOPS01	3- 吗啉丙磺酸 (MOPS), 纯度≥ 99%	25kg/ 桶
MES01	2- 吗啉乙磺酸 (MES), 纯度≥ 99%	25kg/ 桶
SJ1018-500	异硫氰酸胍, 纯度≥ 99%	500g/ 瓶
SJ1018-25	异硫氰酸胍, 纯度≥ 99%	25kg/ 桶
SJ1019-500	盐酸胍, 纯度≥ 99%	500g/ 瓶
SJ1019-25	盐酸胍, 纯度≥ 99%	25kg/ 桶
TRIS01	三羟甲基氨基甲烷 (Tris), 纯度≥ 99%	500g/ 瓶
TRIS02	三羟甲基氨基甲烷 (Tris), 纯度≥ 99%	25kg/ 桶

更多产品请咨询点商城: www.commashop.cn



客服中心提供一站式贴心服务

可通过电话、微信、官网、逗点商城、公众号、邮件等多种途径进行咨询。
专业商务及技术人员将进行更加灵活、到位的对应。

各种诉求，可通过以下联系方式咨询

-  400-878-7248
-  13530493270
-  www.commashop.cn
-  info@biocomma.com



逗点生物公众号



逗点商城



逗点 1688



逗点 震坤行



逗点 京东

HH-AE-01-004CH

深圳逗点生物技术有限公司
Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 14 楼 1401-1406
TEL: 400-878-7248 WEB: www.biocomma.cn EMAIL: info@biocomma.com