



第四版

《产业化的生命科学工具》

中性包装无菌无酶无热原耗材

分册

中性包装无菌无酶无热原耗材是生物医药、分子诊断及细胞培养等领域的关键实验用品，经过严格工艺处理，确保无微生物污染、无核酸酶/蛋白酶干扰，且不含热原（如内毒素）。逗点生物提供的这类产品包括三角培养摇瓶、方形培养基瓶、试剂分装瓶，我们的产品线涵盖丰富规格和款式，适配各类实验场景，灵活可选，支持手动操作与自动化设备兼容。

CO
CO
N
E
N
S

CONTENTS

目录

三角培养摇瓶.....	73
方形培养基瓶（血清瓶）.....	75
试剂分装瓶.....	76

三角培养摇瓶

逗点生物三角培养摇瓶采用注吹拉一步成型生产工艺，确保最低内毒素本底，内毒素含量 < 0.05EU/mL，无菌、无酶、无热原，瓶身和密封盖均可以灭菌使用，适用于培养对氧气要求较高的细胞系，也可用于悬浮液中培养细菌、真菌和动植物细胞。

特点

- 瓶身采用医用聚碳酸酯 PC 材质，符合 USP Class VI 要求，透明度高，抗冲击力高，抗氧化，可耐高温 121°C
- 外壁刻度清晰准确，便于观察培养基容量
- 透气盖内覆 0.22 μm PTFE 透气膜，阻菌透气，防止微生物污染
- 无菌、无酶、无热原、无析出
- 可提供标准的密封盖或透气盖
- 适合小试工艺开发、逐级放大等培养阶段
- 国产，供货稳定，控制成本
- 射线灭菌，独立无菌包装，简单易用
- 按照 GMP 标准生产，无人员接触，产品一致性好



白牌无菌
液体试剂

白牌平价
液体试剂

缓冲液
预混粉末

工程菌培养基
及耗材

核酸纯化耗材

Oligo
合成工具

脱盐纯化
柱/板

中性包装
无菌无酶无热原
耗材

微孔过滤
耗材


筛板过滤
耗材

样本收集
及存储

多孔塑料滤芯

定制及OEM
制造服务

125mL、250mL、500mL、1L 三角培养摇瓶



2L、3L 三角培养摇瓶



订购信息

货号	产品描述	盖子类型	瓶底	包装规格	箱规	重量 kg
23103	125mL 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 24 包 / 箱	352*282*172mm, 体积: 0.0170m ³	1.525
23104	125mL 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 24 包 / 箱	352*282*172mm, 体积: 0.0170m ³	1.525
23105	125mL 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 24 包 / 箱	352*282*172mm, 体积: 0.0170m ³	1.525
23106	125mL 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 24 包 / 箱	352*282*172mm, 体积: 0.0170m ³	1.525
23203	250mL 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 12 包 / 箱	322*262*182mm, 体积: 0.0153m ³	1.146
23204	250mL 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 12 包 / 箱	322*262*182mm, 体积: 0.0153m ³	1.146
23205	250mL 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 12 包 / 箱	322*262*182mm, 体积: 0.0153m ³	1.146
23206	250mL 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 12 包 / 箱	322*262*182mm, 体积: 0.0153m ³	1.146
23303	500mL 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 12 包 / 箱	407*250*207mm, 体积: 0.0210m ³	1.749
23304	500mL 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 12 包 / 箱	407*250*207mm, 体积: 0.0210m ³	1.749
23305	500mL 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 12 包 / 箱	407*250*207mm, 体积: 0.0210m ³	1.749
23306	500mL 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 12 包 / 箱	407*250*207mm, 体积: 0.0210m ³	1.749
23403	1L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 12 包 / 箱	464*317*232mm, 体积: 0.0341m ³	2.284
23404	1L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 12 包 / 箱	464*317*232mm, 体积: 0.0341m ³	2.284
23405	1L 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 12 包 / 箱	464*317*232mm, 体积: 0.0341m ³	2.284
23406	1L 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 12 包 / 箱	464*317*232mm, 体积: 0.0341m ³	2.284
23503	2L 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 6 包 / 箱	507*342*332mm, 体积: 0.0576m ³	2.339
23504	2L 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 6 包 / 箱	507*342*332mm, 体积: 0.0576m ³	2.339
23507	2L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 6 包 / 箱	507*342*332mm, 体积: 0.0576m ³	2.339
23508	2L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 6 包 / 箱	507*342*332mm, 体积: 0.0576m ³	2.339
23603	3L 三角摇瓶	透气盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 4 包 / 箱	482*482*290mm, 体积: 0.0674m ³	2.606
23604	3L 三角摇瓶	密封盖	凹底带挡板	1 个 / 包, 4 包 / 箱	482*482*290mm, 体积: 0.0674m ³	2.606
23607	3L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 4 包 / 箱	482*482*290mm, 体积: 0.0674m ³	2.606
23608	3L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 4 包 / 箱	482*482*290mm, 体积: 0.0674m ³	2.606
23703	5L 三角摇瓶	透气盖	平底	1 个 / 包, 4 包 / 箱	482*482*317mm, 体积: 0.0736m ³	3.245
23704	5L 三角摇瓶	密封盖	平底	1 个 / 包, 4 包 / 箱	482*482*317mm, 体积: 0.0736m ³	3.245

125mL 三角摇瓶



方形培养基瓶（血清瓶）

要点生物方形培养基瓶采用注吹拉一步成型生产工艺，确保最低内毒素本底，内毒素含量 < 0.05EU/mL，密封性良好，适用于试剂的储存或运输等，尤其适用于细胞培养基、细胞血清、无菌缓冲液等试剂的生产储存。

特点

- PET/PETG 材质，高透，无菌
- 质轻，防碎，可用于包装和运输液体培养基、缓冲液和血清
- 独特 T 型防漏设计与螺纹构造，使密封更加严密轻松
- Gamma 射线灭菌，无菌等级 (SAL) 达 10^{-6}
- 加厚瓶身，通透如玻璃，做工精美，刻度精准清晰，便于观察液体，方形瓶身 简约时尚，符合人体工程学，方便掌握，更加人性化
- 抗化学药品稳定性好，适用于液体颗粒度测试的样品采集，储存高洁净试剂、颗粒类标准物质和标准样品
- 十万级洁净车间生产加工，从原料到产品，执行严格的质量标准与检测，确保每个产品都符合当前生物学检测标准
- 经过严格的泄露测试，确保不漏液
- 制造材料无动物热原组分 (ADCF)
- 适合空运



产品应用

适用于试剂的储存或运输等，尤其适用于细胞培养基、细胞血清、无菌缓冲液等试剂的生产储存。



所有规格瓶盖通用，适用于市面上多数厂家。



注拉吹一次成型，确保产品密封性。



方形人体工程学设计，方便抓握的同时也更节省空间。



生产采用进口设备，产品一致性好。

订购信息

货号	产品名称	容量	材质	长/mm	宽/mm	高/mm	口径/mm	包装规格	箱规	重量 kg
22210	125mL 方形瓶	125mL	PET	54	54	104	28	100 个 / 箱	290*290*490mm, 体积: 0.0412m ³	5.89
22318	250mL 方形瓶	250mL	PET	59	59	146	28	72 个 / 箱	380*250*475mm, 体积: 0.0451m ³	7.5
22410	500mL 方形瓶	500mL	PET	76	76	175	28	48 个 / 箱	487*327*390mm, 体积: 0.0621m ³	5.177
22411	500mL 方形瓶	500mL	PETG	76	76	175	28	48 个 / 箱	487*327*390mm, 体积: 0.0621m ³	5.177
22510	1L 方形瓶	1L	PET	92	92	216.5	28	48 个 / 箱	592*396*470mm, 体积: 0.1101m ³	7.41
22511	1L 方形瓶	1L	PETG	92	92	216.5	28	48 个 / 箱	592*396*470mm, 体积: 0.1101m ³	7.41

250mL 方形瓶

三层袋装（热缩、封口、扎带）



内部包装



外箱包装



箱规标签



灭菌标识



白牌无菌
液体试剂

白牌平价
液体试剂

缓冲液
预混粉末

工程菌培养基
及耗材

核酸纯化耗材

合成工具
Oligo

脱盐纯化
柱/板

中性包装
无酶无热原
耗材



微孔过滤
耗材

筛板过滤
耗材

样本收集
及存储

多孔塑料滤芯

定制及 O.D.S
制造服务





试剂分装瓶 (贵重试剂分装首选)

50mL 试剂分装瓶，高纯度 PET 材质，适合少量试剂、标准品或缓冲液的精确分装与保存，如 PBS 缓冲液、细胞培养基、无菌注射用水或纯水及弱酸/弱碱溶液。瓶身透明，便于观察液体余量，搭配防漏密封盖，确保运输和储存过程中无渗漏。

特点

- 小规格分装：50mL 容量，适合少量试剂、标准品或缓冲液的精确分装与保存。
- 独特直角扇形结构：三角瓶突破传统方形造型，采用独特的直角扇形设计，四个三角瓶可无缝拼接，组合成一个完整的方形，既节省实验台或储存空间，又呈现简洁对称的几何美感。




订购信息

货号	产品名称	容量	材质	长/mm	宽/mm	高/mm	口径/mm	包装规格	箱规	重量 kg
22101	50mL 方形瓶	50mL	PET	40	40	82	25	360 个 / 箱	420*280*300mm, 体积: 0.03528m ³	5.77
22112	50mL 三角瓶	50mL	PET	30	30	106	28	240 个 / 箱	500*280*270mm, 体积: 0.0736m ³	5.47
32140	50mL 离心管	50mL	PP	34.5	34.5	117	28	500 支 / 箱	550*320*460mm, 体积: 0.08296m ³	7

试剂分装瓶优点

- 不用架子：直接往桌面 / 操作台一放就行，稳稳当当的。
- 不易倾倒：方形的结构，放得稳，取的时候也不容易碰到旁边的瓶子。
- 节省空间：规则的方形，能紧密排列，柜子瞬间变得整洁又省地儿。



客服中心提供一站式贴心服务

可通过**电话、微信、官网、逗点商城、公众号、邮件**等多种途径进行咨询。
专业商务及技术人员将进行更加灵活、到位的对应。

各种诉求，可通过以下联系方式咨询

 **400-878-7248**
 **13530493270**
 **www.commashop.cn**
 **info@biocomma.com**



逗点生物公众号



逗点商城



逗点 1688



逗点 震坤行



逗点 京东

HH-AE-01-004CH

深圳逗点生物技术有限公司
Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 14 楼 1401-1406

TEL: 400-878-7248 WEB: www.biocomma.cn EMAIL: info@biocomma.com