

20周年纪念版

《色谱质谱样本前处理产品》

通用实验室耗材 分册

逗点生物同时提供实验所需的通用耗材，用于样本采集和收集，包括离心管，收集板等，材质选用 USP VI 级 PP 原料，可满足各种实验的具体要求。

CONTENTS


目录

24 孔收集板	116
48 孔收集板	116
96 孔收集板	116
384 孔收集板	117
96 孔过滤板	117
样本储液槽	118
硅胶盖垫	118
流量调节阀	118
接头	118
适合 QuENCHERS 使用的离心管	118

第十二章 通用实验室耗材

20th
Since
2006

迪点生物同时提供实验所需的通用耗材，用于样本采集和收集，包括离心管，收集板等，材质选用 USP VI 级 PP 原料，可满足各种实验的具体要求。



特色产品
推荐

液相色谱柱

气相色谱柱

即用型缓冲液

Pro高通量
解决方案

Silbase®
SPE/QUECHERS

SPE

真菌毒素
检测柱

QUECHERS


针式过滤器

样品瓶/
瓶盖组合

筛板空柱与
OEM服务

通用实验室
耗材

实验室设备





384 孔收集板

biocomma®96 孔收集板由高纯度具有生物惰性的聚丙烯 (PP) 注塑而成, 抗化学腐蚀能力强, 耐热性好, 低吸附, 产品尺寸符合 ANSI 标准, 字母排序设计便于标记。可配合 96 孔核酸提取板及过滤板使用。

订购信息

货号	产品描述	包装
384WP-220	384 孔方孔收集板, 0.22 mL, U 形底	10 块 / 盒
384WP-240	384 孔方孔收集板, 0.24 mL, V 形底	10 块 / 盒

注: 上述收集板均可提供灭菌规格。



96 孔过滤板


biocomma®96 孔过滤板, 可配不同规格的微孔滤膜或 PE、PP 筛板, 满足不同应用的过滤需求; 或装填硅胶膜及各种分离机制的填料进行复杂样本的提取纯化。

特点

- 孔 / 板间稳定性好
- 产品尺寸符合 ANSI 标准, 适合自动化仪器使用
- 可选不同体积、裙边的 96 孔板
- 与常见的真空和正压设备兼容
- 适用于离心分离
- 定制化服务满足不同应用需求

订购信息

货号	描述	包装
004905-2	96 孔板过滤板, 1.0mL/ 孔, 配 pp 膜 + 筛板	30 块 / 盒
004905-4	96 孔板过滤板, 1.5mL/ 孔, 配 pp 膜 + 筛板	30 块 / 盒
004905-6	96 孔板过滤板, 1.0mL/ 孔, 配 pp 膜	30 块 / 盒
004905-7	96 孔板过滤板, 1.5mL/ 孔, 配 2 层 pp 膜 + 滤膜	30 块 / 盒





样本储液槽

biocomma® 储液槽可选 8、12、96、384 道，低裙边设计，最大限度减少自动化移液过程中液体的残留，无 DNase 和 RNase，使得样本的收集和储存更加方便快捷。

订购信息

货号	产品描述	包装规格
8WR	8 道储液槽, 22 mL	10 块 / 盒
12WR	12 道储液槽, 15 mL	10 块 / 盒
96WR	96 道储液槽, 195 mL	10 块 / 盒
384WR	384 道储液槽, 185 mL	10 块 / 盒



硅胶盖垫

biocomma® 硅胶盖垫无 DNase 和 RNase，同时字母排序设计便于标记，与收集板配套使用，防止交叉污染。

订购信息

货号	产品描述	包装
96WSC20	96 圆孔硅胶盖垫, 适用 2.0 mL 96 孔收集板, 可穿刺	10 片 / 包
96WSC10	96 圆孔硅胶盖垫, 适用 1.0/0.4/0.36 mL 96 孔收集板, 可穿刺	10 片 / 包
96WSS	96 方孔硅胶盖垫, 适用 2.2/1.6/1.0 mL 96 孔收集板	10 片 / 包
96WSP	96 方孔硅胶盖垫, 适用 2.2/1.6/1.0 mL 96 孔收集板, 可穿刺	10 片 / 包
96WS	不干胶, 适用深孔板密封	500 片 / 包



流量调节阀

流量调节阀，材质为医疗级聚丙烯（PP），适配所有规格的针筒型空柱管，通过鲁尔接口连接调节流速。

订购信息

货号	产品描述	包装
CS002-PP-100	流量调节阀	100 个 / 包



接头

接头帽的锥形设计使其可分别适合 1 mL、3 mL、6 mL、12 mL 的针筒型空柱管，材质为医疗级聚丙烯（PP），接头在顶部有一个鲁尔式针座。适合固相萃取处理中需要串联提取的过程。

订购信息

货号	产品描述	包装
CS000-TJ-10	接头, 适配 1/3/6/12 mL 空柱管	10 个 / 包
CS003-JY-1	接头, 适配 3 mL 空柱管	100 个 / 包

适合 QuEChERS 使用的离心管

Copure® 15/50mL 离心管专为 QuEChERS 实验需求设计，凭借其卓越的密封性能成为农药残留检测领域的优选耗材。针对 QuEChERS 流程中频繁接触乙腈、乙酸乙酯等强极性有机溶剂的特点，该离心管采用独特密封结构设计，可耐受 -90kPa 极端负压环境，确保在剧烈涡旋震荡、高速离心等严苛操作条件下仍保持不漏液。

订购信息

货号	产品描述	包装
SC-050-500	50mL 离心管, 尖底, 绿色盖子	500 个 / 箱
SC-015-500	15mL 离心管, 尖底, 绿色盖子	500 个 / 箱



色谱质谱样本前处理应用手册

SPE / SLE / QuEChERS / 免疫亲和柱 / 多功能净化柱 第九版



色谱质谱样本前处理应用手册

为保障产品性能合规达标，逗点生物应用手册以 GB、NY、SN/T、BJS、中国药典、ISO 等权威标准为依据，系统化开展产品适配与实验验证。手册精选收录农残应用 39 篇、兽残 33 篇、污染物 / 非法添加 51 篇、真菌毒素 28 篇。新应用持续输出，每月更新电子版。

本手册定位实验室专业工具书，可直接参照成熟应用方案快速落地方法开发；亦可对照实验参数，迭代优化内部 SOP 流程，有效缩减研发周期、节约人力与试错成本。

逗点生物不止提供优质实验耗材，更整合产品、方法与技术平台，输出一体化完整解决方案，以标准化成熟应用，协助实验室高效作业、精准检测。



扫描左方二维码获取
色谱质谱样本前处理
应用手册
电子版目录

产品咨询及技术服务

AI 客服 最懂食品分析的 AI 客服

400-878-7248

逗点商城 www.commashop.cn

www.biocomma.cn/copure

info@biocomma.com



最懂食品分析的 AI 客服

HH-SP-01-005CH



逗点商城



逗点生物公众号



逗点生物视频号



逗点生物小红书