



《色谱质谱样本前处理产品》

Silibase® SPE/QuEChERS 分册

自 2017 年以来，逗点生物始终致力于为实验室提供高性价比的解决方案，并成功推出了备受信赖的 Silibase® 系列产品。随着质谱技术在食品检测领域的应用日益广泛，Silibase 已针对性地完成了优化调整。在持续确保杂质高效去除的基础上，目前更聚焦于两大核心方向：一是强化目标物回收率的稳定性保障，二是提升流速表现。通过这样的调整，旨在双维度筑牢实验根基——既有效提升检测效率，又切实保障结果的准确性，以更好适配质谱在食品检测中的应用需求。

选择 Silibase®，就是选择了一种既能确保质量标准，又能显著优化成本的实验室运营解决方案。Silibase® 系列产品不仅是实现成本控制的有力工具，更是助力实验室在激烈市场竞争中保持领先地位的重要保障。

CONTENTS

目录

QuEChERS	52
SPE	52

特色产品
推荐

液相色谱柱

气相色谱柱

即用型缓冲液

Pro-高通量
解决方案

Silibase®
SPE/QuEChERS

SPE

真菌毒素
检测柱

QUECHERS

针式过滤器

样品瓶/
瓶盖组合

筛板空柱与
OEM服务

通用实验室
耗材

实验室设备

第五章 Silibase® SPE/QuEChERS




自 2017 年以来，逗点生物始终致力于为实验室提供高性价比的解决方案，并成功推出了备受信赖的 Silibase® 系列产品。

随着质谱技术在食品检测领域的应用日益广泛，Silibase 已针对性地完成了优化调整。在持续确保杂质高效去除的基础上，目前更聚焦于两大核心方向：一是强化目标物回收率的稳定性保障，二是提升流速表现。通过这样的调整，旨在双维度筑牢实验根基——既有效提升检测效率，又切实保障结果的准确性，以更好适配质谱在食品检测中的应用需求。

选择 Silibase®，就是选择了一种既能确保质量标准，又能显著优化成本的实验室运营解决方案。Silibase® 系列产品不仅是实现成本控制的有力工具，更是助力实验室在激烈市场竞争中保持领先地位的重要保障。



助力实验室，领先市场竞争 专为第三方实验室大量应用而打造



QuEChERS

Silibase® QuEChERS 净化管包括吸附剂 C18/PSA/GCB, 无水硫酸镁和对应的 2mL 及 15mL 离心管。其中吸附剂 C18, PSA 采用优质无定型硅胶进行自主研发生产, 确保在应用中表现优异的稳定性和回收率。

订购信息

货号	产品描述	包装
BAQP4115	Silibase® QuEChERS 萃取盐包, 4g MgSO ₄ 、1g NaCl、1g 柠檬酸钠、0.5g 柠檬酸氢二钠	50 支 / 盒
BAQP6150	Silibase® QuEChERS 萃取盐包, 6g 无水硫酸镁、1.5 g 醋酸钠	50 支 / 盒
BAQ002020	Silibase® QuEChERS 净化管, 150mg MgSO ₄ 、25mg PSA、2.5mg GCB、2mL 离心管, 适用于蔬菜、水果、食用菌和糖料	100 支 / 盒
BAQ002033	Silibase® QuEChERS 净化管, 150mg MgSO ₄ 、50mg PSA、50mg C18, 2mL 离心管	100 支 / 盒
BAQ015020	Silibase® QuEChERS 净化管, 900mg MgSO ₄ 、150mg PSA、15mg GCB、15mL 离心管	50 支 / 盒
BAQ015022	Silibase® QuEChERS 净化管, 900mg 无水 MgSO ₄ 、150mg PSA、15mL 离心管	50 支 / 盒
BAQ015024	Silibase® QuEChERS 净化管, 900mg MgSO ₄ 、45mg GCB、150mg PSA、15mL 离心管	50 支 / 盒
BAQ015033	Silibase® QuEChERS 净化管, 1.2g MgSO ₄ 、0.4g PSA、0.4g C18, 15mL 离心管	50 支 / 盒
BAQ015047	Silibase® QuEChERS 净化管, 1.2g MgSO ₄ 、400mg PSA、400mg C18、200mg 石墨化炭黑 (GCB), 15mL 离心管	50 支 / 盒



SPE

Silibase® 固相萃取柱 (SPE 柱) 具有高效分离性能和广泛应用, 专为第三方检测实验室设计, 提供可靠、经济的解决方案, 适用于各类化学分析。

订购信息

货号	产品描述	包装
BAHLB360	Silibase® HLB SPE, 60mg/3mL	50 支 / 盒
BAHLB6200	Silibase® HLB SPE, 200mg/6mL	30 支 / 盒
BAHLB6500	Silibase® HLB SPE, 500mg/6mL	30 支 / 盒
BANH3500	Silibase® NH2 SPE, 500mg/3mL	50 支 / 盒
BANH6500	Silibase® NH2 SPE, 500mg/6mL	30 支 / 盒
BANH61000	Silibase® NH2 SPE, 1000mg/6mL	30 支 / 盒
BAC186200	Silibase® C18 SPE, 200mg/6mL	30 支 / 盒
BAC186500	Silibase® C18 SPE, 500mg/6mL	30 支 / 盒
BAC18122000	Silibase® C18 SPE, 2000mg/12mL	20 支 / 盒
BAFL61000	Silibase® Florisil SPE 1000mg/6mL	30 支 / 盒
BAGCB6500	Silibase® Carb-GCB SPE, 500mg/6mL	30 支 / 盒
BAMCX360	Silibase® MCX SPE, 60mg/3mL	50 支 / 盒
BAMCX6150	Silibase® MCX SPE, 150mg/6mL	30 支 / 盒
BAMAX360	Silibase® MAX SPE, 60mg/3mL	50 支 / 盒
BAMAX6150	Silibase® MAX SPE, 150mg/6mL	30 支 / 盒
BAWAX6150	Silibase® WAX SPE, 150mg/6mL, 合成着色剂专用	30 支 / 盒

新品上市

Silibase® 上线

买净化管送盐包

购买净化管
即赠送盐包

买就送

赠



赠完即止
50万份盐包

色谱质谱样本前处理应用手册

SPE / SLE / QuEChERS / 免疫亲和柱 / 多功能净化柱 第九版



色谱质谱样本前处理应用手册

为保障产品性能合规达标，逗点生物应用手册以 GB、NY、SN/T、BJS、中国药典、ISO 等权威标准为依据，系统化开展产品适配与实验验证。手册精选收录农残应用 39 篇、兽残 33 篇、污染物 / 非法添加 51 篇、真菌毒素 28 篇。新应用持续输出，每月更新电子版。

本手册定位实验室专业工具书，可直接参照成熟应用方案快速落地方法开发；亦可对照实验参数，迭代优化内部 SOP 流程，有效缩减研发周期、节约人力与试错成本。

逗点生物不止提供优质实验耗材，更整合产品、方法与技术平台，输出一体化完整解决方案，以标准化成熟应用，协助实验室高效作业、精准检测。



扫描左方二维码获取
色谱质谱样本前处理
应用手册
电子版目录

产品咨询及技术服务

AI 客服 最懂食品分析的 AI 客服

400-878-7248

逗点商城 www.commashop.cn

www.biocomma.cn/copure

info@biocomma.com



最懂食品分析的 AI 客服

HH-SP-01-005CH




逗点商城



逗点生物公众号



逗点生物视频号



逗点生物小红书